



谷胱甘肽还原酶活性系数(GRAC)检测试剂盒(微量法)

中文名称：谷胱甘肽还原酶活性系数(GRAC)检测试剂盒

英文名称：Glutathione Reductase Activation Coefficient Assay Kit

产品包装：盒装

产品规格：100T/48S

储存条件：-20°C

检测方法：微量法

有效期：6个月

产品组成：

试剂名称	规格	保存条件
试剂一	液体 65mL×1 瓶	2-8°C保存
试剂二	粉剂×1 支	2-8°C保存
试剂三 A	粉剂×1 支	-20°C保存
试剂三 B	液体 1mL×1 支	2-8°C保存
试剂四	液体 1.2mL×1 支	2-8°C保存
试剂五	粉剂×1 支	-20°C保存
试剂六	液体 20 mL×1 瓶	2-8°C保存
试剂七	液体 25 mL×1 瓶	2-8°C保存

溶液的配制：

1. 试剂二：临用前加入 1.2mL 蒸馏水，充分溶解，2-8°C可保存 4 周；
2. 试剂三：临用前取试剂三 A 加入 0.537mL 试剂三 B，充分溶解，-20°C可分装保存 4 周，避免反复冻融；
3. 工作液：临用前根据样本量按照试剂一：试剂二：试剂三：试剂四=40μL：10μL：4μL：



10μL(64μL, 1T)的比例配制工作液，现用现配；


4. 试剂五：临用前加入 1.2mL 蒸馏水，充分溶解，-20℃可分装保存 4 周，避免反复冻融；

试剂五工作液：临用前根据样本量按照试剂五：蒸馏水=5μL：95μL(0.1mL, 10T)的比例配制，现用现配。

产品说明：

谷胱甘肽还原酶(Glutathione Reductase, GR)是广泛存在于真核与原核生物中的一种黄素蛋白氧化还原酶，该酶以核黄素衍生物核黄素腺嘌呤二核苷酸(FAD)为辅基，催化 NADPH 还原氧化型谷胱甘肽(GSSG)生成还原型谷胱甘肽(GSH)，维持巯基和膜蛋白处于还原状态。当生物体内缺乏核黄素时，FAD 含量相应减少，GR 活性也随之降低，谷胱甘肽还原酶活性系数(GR Activation Coefficient, GRAC)迅速升高，出现唇炎、口角炎、结膜炎等临床症状。因此，GRAC 用于核黄素营养状况评价，对于早期发现缺乏病患者采取防治措施具有重要意义。

GR 催化 NADPH 还原 GSSG，生成 GSH，GSH 与 5, 5' -二硫代-双-(2-硝基苯甲酸)(5, 5' -dithiobis-2-nitrobenoic acid, DTNB)反应产生 2-硝基-5-巯基苯甲酸，2-硝基-5-巯基苯甲酸在波长 412nm 处有特征吸收峰，通过 412nm 处吸光度的变化可计算 GR 的活性。根据加入 FAD 前后 GR 活性的变化可计算得到 GRAC。



注意：实验之前建议选择 2-3 个预期差异大的样本做预实验，如果样本吸光值不在测量范围内建议稀释或者增加样本量进行检测。



需自备的仪器和用品：

可见分光光度计/酶标仪、低温离心机、分析天平、水浴锅/恒温培养箱、微量玻璃比色皿/96孔板、可调式移液枪、研钵/匀浆器/细胞超声破碎仪、冰和蒸馏水。

操作步骤：

一、样本处理(可适当调整待测样本量)

1. 组织样本：按质量(g)：试剂一体积(mL)=1：5~10 比例加入试剂一(建议称取 0.1g 样本，加入 1.0mL 试剂一)，冰浴匀浆后，于 4℃,12000rpm 离心 10min，弃沉淀，取上清液置于冰上待测。
2. 细胞样本：按细胞数量(10^4)：试剂一体积(mL)=500~1000：1 的比例加入试剂一(建议 500 万细胞加入 1.0mL 试剂一)，冰浴超声破碎细胞(功率 200W，超声 3s，间隔 7s，总时间 3min)，然后于 4℃,12000rpm 离心 10min，弃沉淀，取上清液置于冰上待测。
3. 全血/红细胞：建议取 10 μ L 全血/红细胞，加入 990 μ L 试剂一，充分溶血混匀，于 4℃,4000rpm 离心 10min，弃沉淀，取上清液置于冰上待测。
4. 血清/血浆等液体样本：直接测定。若有浑浊请离心后取上清置于冰上待测。

二、测定步骤

1. 可见分光光度计/酶标仪预热 30min 以上，调节波长至 412nm，分光光度计蒸馏水调零。
2. 将工作液 37℃预热 10min。
3. 操作表：(在 1.5mLEP 管中加入下列试剂)

试剂名称(μ L)	测定管	对照管	空白管
样本	60	60	-
蒸馏水	-	10	60
工作液	64	64	40



试剂五工作液	10	-	10
混匀，37°C 孵育 30min			
试剂六	160	160	160
混匀，4000rpm 离心 10min，取上清液于 EP 管中待测			
上清液	60	60	60
试剂七	200	200	200
混匀，室温静置 5min，取 200μL 反应液于微量玻璃比色皿/96 孔板中，测定 412 处的吸光值，分别记为 A 测定、A 对照、A 空白。每个测定管需设置一个对照管，空白管只需测定 1-2 次。			

三、GRAC 计算

$$GRAC = (A \text{ 测定} - A \text{ 空白}) \div (A \text{ 对照} - A \text{ 空白})$$

注意事项：

1. 建议准备核黄素水平正常的样本进行检测，方便与核黄素缺乏的样本进行比较；如果没有核黄素水平正常的样本，可参考一般核黄素水平正常的样本 GRAC 为 0.9-1.2；
2. 如果样本测定管吸光值大于 1.5，建议将样本用试剂一稀释后进行测定；如果样本测定管吸光值接近空白管，可适当增大样本质量重新提取或提高加样表中样本体积，对照管、空白管蒸馏水需进行相应调整。
3. 样本蛋白浓度需自行测定。由于提取液中含有一定浓度的蛋白(约 0.11mg/mL)，所以在测定样本蛋白浓度时需要减去提取液本身的蛋白含量。

实验实例：

1. 取 0.1051g 大鼠肾脏样本，加入 1mL 试剂一进行冰浴匀浆，离心后取上清，按照测定步骤操作，用 96 孔板测得：A 测定=0.370，A 对照=0.360，A 空白=0.107，计算得：

$$GRAC = (A \text{ 测定} - A \text{ 空白}) \div (A \text{ 对照} - A \text{ 空白}) = 1.040。$$

2. 取 10μL 人红细胞，加入 990μL 试剂一，充分溶血混匀，离心后取上清，按照测定步骤操作，用 96 孔板测得：A 测定=0.479，A 对照=0.461，A 空白=0.107，计算得：

$$GRAC = (A \text{ 测定} - A \text{ 空白}) \div (A \text{ 对照} - A \text{ 空白}) = 1.051。$$



3. 取马血清样本, 直接按照测定步骤操作, 用 96 孔板测得: A 测定=0.397, A 对照=0.392, A 空白=0.107, 计算得: $GRAC=(A \text{ 测定}-A \text{ 空白})\div(A \text{ 对照}-A \text{ 空白})=1.018$ 。